

CrescNet-Anbindung an MCS Isynet

1. Gehen Sie im Menüpunkt "System" auf "Onlineverwaltung" (Die Benennung der Menüpunkte unterscheidet sich geringfügig zwischen den verschiedenen Versionen von MCS Isynet).
2. In dem sich öffnenden Fenster gibt es links unten eine Schaltfläche mit einem roten "Plus"-Symbol. Klicken Sie darauf, um eine neue Anbindung zu erstellen.
3. Geben Sie als Suchwort "CrescNet" ein.
4. Wichtig ist, dass "Aktiv" nicht angeklickt ist.
5. Bei "Export" tragen Sie bitte als Dateinamen den Pfad C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZER\Anwendungsdaten\Igosys\CrescNet\bdt\import\out.bdt ein, wobei Sie statt "BENUTZER" Ihren Benutzernamen am Rechner einsetzen (schauen Sie im Windows Explorer einfach im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\ nach).
6. Bei "Vorlage" tragen Sie bitte C:\WINACS\VORLAGE\BDTAB.tpl ein, bzw. den Ort dieser Datei in Ihrer Isynet-Installation.
7. Bei "Programm" tragen Sie das CrescNet-Programm ein, normalerweise C:\Programme\CrescNet\CrescNet.exe
8. Wählen Sie als Typ "Textdatei" und "Datei überschreiben" und klicken Sie "Scheinaktivierung" an.
9. Nachdem Sie mit "OK" bestätigt haben, müssen Sie nun noch ein Symbol zuweisen. Gehen Sie dazu im Menü auf System → Verwalten → Aktuelle Einstellungen → System. Sie sehen nun eine Liste mit benutzerdefinierten Symbolen. Wählen Sie die erste freie Zeile an.
10. Geben Sie ein (in einer Zeile)
@AO crescnet ; C:\Programme\CrescNet\icons\CrescNetAppIcon.bmp; CrescNet
11. Nun sollte in der Patientenansicht oben das CrescNet-Symbol erscheinen. Bei einem Klick darauf wird im CrescNet-Programm der entsprechende Patient angewählt, bzw. falls noch nicht vorhanden, angelegt. Eine automatische Übertragung der Messdaten ist bei MCS Isynet leider nicht möglich.

Bei Fragen sind wir für Sie telefonisch unter 0341 – 97 26 145 oder unter christoph.beger@medizin.uni-leipzig.de per E-Mail erreichbar.