

Kurzanleitung






Inhaltsverzeichnis

1.	Erste Schritte	1
1.1.	Programm starten	1
1.2.	Einstellungen	1
2.	Ansichten	2
2.1.	Startseite	2
2.2.	Patient	2
2.3.	Messungen	3
2.4.	Wachstumskurve	3
3.	Patient anlegen/bearbeiten	4
3.1.	Neuen Patienten anlegen	4
3.2.	Patient bearbeiten/löschen	4
3.3.	Neue Messung	5
4.	PDF-Druckfunktion	6




1. Erste Schritte

1.1. Programm starten



1. Verknüpfung auf dem Desktop
2. Verknüpfung im Start-Menü
3. Verknüpfung in der Task-Leiste

1.2. Einstellungen



1. Bei Aktivierung wird beim Start des Programms der Haftungsausschluss angezeigt.

2. Löschen von Einträgen aus der selbstlernenden Liste der ethnischen Herkunft, siehe Stammdaten (3.1.).


3. Die Datenbankkonfiguration erfolgt während der Installation und muss an dieser Stelle nicht verändert werden.

4. Geben Sie bitte die Praxis- und Arzt-daten ein, dieser wird in den PDF-Ausdrucken verwendet (siehe 4.).



2. Ansichten

2.1. Startseite




Nach jedem Start von CrescNet erscheint folgende Startseite.

1. Über den Patientenbaum auf der linken Seite können die Patienten direkt aufgerufen oder gesucht werden. Über den Aktenreiter **Aktuell** erfolgt eine Filterung, nur die beiden Patienten des aktuellen Tages werden aufgelistet.

Anmerkung: Zur Auflistung aller Patienten, muss das Suchfeld wieder gelöscht werden.

2. Schaltfläche **+ Neuer Patient** zum Anlegen eines neuen Patienten (siehe 3.1.).
3. Gesamtanzahl erfasster Patienten bzw. deren Besuche.

2.2. Patient



1. Tippen Sie in der Patientenansicht auf den Reiter **Patient**.

2. Ansicht aller Patientenstammdaten.

3. Möglichkeit der Eingabe von Kommentaren. Schreiben Sie hierzu in das Textfeld und betätigen anschließend die Schaltfläche **Speichern**.



2.3. Messungen


1 Tippen Sie in der Patientenansicht auf den Reiter **Messungen**.

2 Zur Auswahl einer Messung tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste.

3 Anzeige der einzelnen Werte einer Messung.

4 Löschen einer Messung.

2.4. Wachstumskurve





3. Patient anlegen/bearbeiten

3.1. Neuen Patienten anlegen

1. Betätigen Sie über dem Patientenbaum die Schaltfläche + Neuer Patient.

2. Es öffnet sich die Stammdatenmaske.

3. Einige Angaben sind Pflichtfelder ohne die sich der Patientendatensatz nicht speichern lässt.


4. Der neu angelegte Patient reiht sich nach dem Speichern in den Patientenbaum auf der linken Seite ein.

3.2. Patient bearbeiten/löschen

1. Betätigen Sie in der Patientenansicht die Schaltfläche Stammdaten bearbeiten bzw. Werte bearbeiten.

2. Korrigieren oder ergänzen Sie die Patientendaten und bestätigen Sie die Änderungen durch Speichern.

3. Zum Löschen eines Patienten betätigen Sie die Schaltfläche Patient löschen. Es erfolgt noch eine Sicherheitsabfrage.



3.3. Neue Messung

1. Tippen Sie auf Neue Messung.

1. Tippen Sie auf Neue Messung.

2./3. Die Eingabefelder leeren sich. Tragen Sie die neuen Werte ein und betätigen Sie die Schaltfläche **Speichern**.

4. Die Messung ordnet sich im Anschluss automatisch in die Liste ein.

2. Die Eingabefelder leeren sich. Tragen Sie die neuen Werte ein und betätigen Sie die Schaltfläche **Speichern**.

3. Die Messung ordnet sich im Anschluss automatisch in die Liste ein.



Zum Bearbeiten einer Messung wählen Sie diese in der Liste (4), ändern den gewünschten Wert (2). und betätigen die Schaltfläche **Speichern** (3).



4. PDF-Druckfunktion

Zum Archivieren oder Drucken dient die PDF-Druckfunktion.

1. Betätigen Sie in der Ansicht Wachstumskurve die Schaltfläche PDF erstellen.



2. Der Arztbrief öffnet sich im Adobe Reader wo er gedruckt oder als Dokument gespeichert werden kann.

Anmerkung: Für die Nutzung dieser Funktion muss der Adobe Reader installiert sein!



CrescNet gGmbH
Simmelweisstr. 14
04103 Leipzig
Tel: +49-341-9726148
Fax: +49-341-9726149
info@crescnet.org
<http://www.crescnet.org>

