



CrescNet Anbindung an DocConcept™


1. Starten Sie DocConcept.
2. Öffnen Sie Datei → Stammdaten → Krankenblatt-Baustein-Editor.




3. Name und Kennwort eingeben und mit „OK“ bestätigen.
4. Rechtsklick auf Krankenblatt-Bausteine und dann > Neu > Ordner auswählen.




5. Als Namen „Produktname“ eingeben [a].
6. Häkchen bei „Name=Rubrik“ setzen [b].
7. Als Informationstext „Produktname – StatConsult“ [c].




8. Mit dem Button Sichern bestätigen Sie die Eingaben und schließen das Fenster „Krankenblatt- Baustein-Editor“.
9. Öffnen Sie Datei → Stammdaten → Rubrik.



10. Wählen Sie Produktname aus (Runter scrollen) [d].
11. Häkchen bei „externe Zuordnung“ setzen [e] und sichern [f].
12. Hinter externe Zuordnung den Button „...“ anklicken [g].



13. Als Rubrik Produktname auswählen und danach neue Zuordnung auswählen. [h]
 Pfad auf Fremdprogramm: „rungdt.exe“ [i]
 Zusätzliche Parameter: "-t:%PATID% -k: Produktname -i:%SATZID%" [j]
 (ohne Anführungszeichen)




14. Sichern und das Programm „DocConcept“ Beenden [k]

15. Danach öffnen Sie im Installationspfad die Datei „gdt.ini“ (ggf. auf dem Server),
bspw. C:\DConcept\DeData

16. Folgende Konfiguration am Ende der Datei „gdt.ini“ hinzufügen:

```
[Produktname]
Exe=C:\PROGRAMME\Produktname\PRAXISCONNECT.EXE in.bdt out.bdt
WorkDir=C:\PROGRAMME\Produktname GDTDatei=C:\PROGRAMME\Produktname\
in.bdt
Satzart=DIABTyp=Produktname
InternePatNr=1
UseDOS=0
```



17. Danach speichern und die Datei schließen.

18. Auf dem Desktop unten rechts neben der Uhr ist ein rotes Symbol(Name: DocExpert GDT- Server), Rechtsklick auf das Symbol und Einstellungen wählen.




19. Auf den Button “Neu“ klicken und dann folgende Parameter eingeben:

Maske: out.bdt [l]

AbfrageIntervall: 4500 [m]

Pfade: c:\Programme\Produktname [n]



20. Mit “OK“ bestätigen und den GDT-Server beenden.

21. Anschließen DocConcept neu starten.

Bei Fragen sind wir für Sie telefonisch unter 0341 – 97 26 145 oder unter admin@crescnet.org per E-Mail erreichbar.