

Praxisanbindung EL-Softland

Anbindung mit Labordaten:

1. Lassen Sie sich von der EL-Softland Hotline einen Freischaltungscode für die DPV-Schnittstelle geben und aktivieren Sie diese.
2. Dann auf Optionen->Systemeinstellungen->Schnittstelle zu externen Geräten
3. In der unteren Tabelle DPV-Exp auswählen
4. Siehe Bild die Parameter eintragen

Station EL-SOFTLAND : DPV Diabetes dokumentation

Zugeordnete Funktionen im Krankenblatt
DPV-Exp DPV Diabetesdokumentation

Pfad zu DPV (dpv.exe)
C:\PROGRAMME\CRESNET\PRAXISCONNECT.EXE

Übergabe-parameter
in.bdt out.bdt

Verzeichnis für Export aus EL
C:\PROGRAMME\CRESNET

von EL erzeugte Exportdatei
in.bdt

Verzeichnis für Import nach EL

vom Gerät gelieferte Datei

Struktur der von EL erzeugten Exportdatei

<input type="checkbox"/> GDT (ab Version 1.0)	<input checked="" type="checkbox"/> BDT (ab Version 02/94)
<input type="checkbox"/> Satzart 6301 (Patientendaten)	Zusätzlich zu Patientendaten (Satzart 6100) übergeben:
<input type="checkbox"/> Satzart 6302 (Behandlung)	<input checked="" type="checkbox"/> Praxisdaten (Satzart 0010)
Zeichensatz	<input checked="" type="checkbox"/> Anforderung einer Behandlung (Satzart 6200)
<input type="checkbox"/> IBM (437) <input type="checkbox"/> ISO 8859-1 (Ansi)	

Anbindung ohne Labordaten (Export Stammdaten):

1. Dann auf Optionen->Systemeinstellungen->Schnittstelle zu externen Geräten
2. In der unteren Tabelle Export Stammdaten auswählen
3. Parameter sind analog der DPV-Anbindung zu wählen

Bei Fragen sind wir für Sie telefonisch unter 0341 – 97 26 145 oder unter admin@crescnet.org per E-Mail erreichbar.