



CrescNet-Anbindung an das Arztinformationssystem x.Isynet

Die Anbindung des CrescNet-Client¹ erfolgt mit der GDT-Schnittstelle². Hierbei wird von x.Isynet³ (ehemals MCS Isynet) eine Datei mit Patientenstammdaten erzeugt und vom Client eingelesen. Der Client kann anschließend den spezifizierten Patienten anzeigen oder anlegen, falls er noch nicht im CrescNet erfasst wurde. x.Isynet unterstützt leider keine automatische Übertragung von Messdaten.

Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um den CrescNet-Client an Ihr x.Isynet System anzubinden.

1. Gehen Sie im Menüpunkt „System“ auf „Onlineverwaltung“ (Die Benennung der Menüpunkte unterscheidet sich geringfügig zwischen den verschiedenen Versionen von x.Isynet).
2. In dem sich öffnenden Fenster gibt es links unten eine Schaltfläche mit einem roten „Plus“-Symbol. Klicken Sie darauf, um eine neue Anbindung zu erstellen.
3. Geben Sie als Suchwort „CrescNet“ ein.
4. Wichtig ist, dass „Aktiv“ nicht angeklickt ist.
5. Bei „Export“ tragen Sie bitte als Dateinamen den folgenden Pfad ein:
C:\Program Files (x86)\CrescNet\in.bdt
6. Bei „Vorlage“ tragen Sie bitte folgendes ein (bzw. den Ort dieser Datei in Ihrer x.Isynet-Installation):
C:\WINACS\VORLAGE\BDTAB.tpl
7. Bei „Programmdatei“ tragen Sie das CrescNet-Programm ein, normalerweise:
C:\Program Files (x86)\CrescNet\PraxisConnect.bat

¹ <https://crescnet.org/downloads/CrescNet-Client.zip>

² Schnittstelle für den Gerätedaten-Transfer. Siehe <https://www.gms-standards.de/standards/gdt-schnittstelle/>

³ <https://arztsoftware.medatixx.de/software/xisynet>

8. Wählen Sie als Typ „Textdatei (ASCII)“, als Dateityp „Datei überschreiben“ und klicken Sie „Scheinaktivierung“ an.
9. Unter „Import“ geben Sie bitte den folgenden Dateinamen an:
C:\Program Files (x86)\CrescNet\out.bdt
10. Als „Vorlage“ tragen Sie hier bitte ebenfalls folgendes ein:
F:\WINACS\VORLAGE\BDTAB.tbl

11. Nachdem Sie mit „OK“ bestätigt haben, müssen Sie nun noch ein Symbol zuweisen. Gehen Sie dazu im Menü auf System → Verwalten → Aktuelle Einstellungen → System. Sie sehen nun eine Liste mit benutzerdefinierten Symbolen. Wählen Sie die erste freie Zeile an.
12. Geben Sie in einer Zeile ein:
@A0 crescnet; C:\Program Files (X86)\CrescNet\icons\CrescNetAppIcon.bmp; CrescNet
13. Nun sollte in der Patientenansicht oben das CrescNet-Symbol erscheinen. Bei einem Klick darauf wird im CrescNet-Programm der entsprechende Patient angewählt, bzw, falls noch nicht vorhanden, angelegt.

Bei Fragen sind wir für Sie telefonisch unter 0341 – 97 26 145 oder unter admin@crescnet.org per E-Mail erreichbar.